

御得意様各位

株式会社アグリス

〒101-0047 東京都千代田区内神田 1-6-6 MIFビル6階

TEL 03-3233-2077 FAX 03-3233-2079

メディカル営業統括管理部

処置キット 部材仕様変更のご案内

拝啓 皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

日頃より弊社処置キット（「SEEパッカーアルファ」「ESキット」「テアテック」「FlexPack」）をご愛顧賜り、誠に有り難うございます。

さて このたび弊社処置キットの部材仕様を一部下記の通り変更致しますので、ご案内申し上げます。

何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 変更部材・内容




■変更部材名 カテバス

■変更内容 カテバス製造元変更。これに伴い以下構成部材が変更となります。

①保護袋

②粘着テープ（※端面加工が新たに施されます 下図参照）。

なお、①②ともに外形寸法・機能に変更はございません。

全体外観	変更前（粘着テープ端面）	変更後（粘着テープ端面）
	 <p>粘着テープ端面 加工なし</p>	 <p>粘着テープ端面 加工あり（円状）</p>

2. 変更理由

品質向上と安定供給実現のため

3. 変更品出荷開始時期

2020年5月製造分より随時変更

※在庫状況により出荷時期が前後する場合がありますので、何卒ご了承下さい。

以上

ISOR-097 2011.08.01

株式会社アグリス