

御得意先様各位

2020年6月

株式会社アグリス

〒101-0047 東京都千代田区内神田1-6-6 MIFビル6階

TEL 03-3233-2077 FAX 03-3233-2079

メディカル事業部

「処置キット部材」仕様変更のお知らせ

拝啓 皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
日頃より弊社処置キット（「SEEパックーアルファ」「ESキット」「テアテック」
「FlexPack」「SETパック」「Eパック」）をご愛顧賜り、誠に有り難うございます。

さて このたび弊社処置キットの部材仕様を一部下記の通り変更致しますので
ご案内申し上げます。
何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 変更部材・内容

- | | |
|--------|---|
| ■変更部材名 | ファイントリート 6.25×6.25 16P |
| ■変更内容 | 生地折り曲げ加工の機械化により、従来と比べ以下の変更が発生致します。詳細につきましては次項をご参照ください。

① 完成品の厚みが0.5 mm程度薄くなります
② 折り曲げ方に違いが発生します
③ 生地が2枚重ねとなります
(生地の使用面積は変更ありませんが2分割仕様となります) |

なお、本変更における生地材質に変更はございません。

2. 変更理由

生地折り曲げ加工の機械化（メーカー都合）のため

3. 変更品出荷開始時期

2020年9月製造分より随時変更

※在庫状況により出荷時期が前後する場合がありますので、何卒ご了承下さい。

以上







ISOR-097 2019.05.01

株式会社アグリス

4. 変更内容

以下写真の通り、厚みと生地構成及び折り曲げ方が変わります。

※本変更による生地材質に変更はございません

	変更前	変更後
完成品外観	 全厚：約 3.5 mm	 全厚：約 3.0 mm
展開写真	 全面折り曲げ	 観音開き状
生地写真 (全展開)	 生地：1枚構成	 生地：2枚構成