

- \*\* 2017年11月改訂（第3版）（新記載要領に基づく改訂）
- \* 2016年12月改訂（第2版）

医療用品（4）整形用品  
一般医療機器 医療用スポンジ 13695000

## セルスポブイ


### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

再使用禁止  
再滅菌禁止

#### 【形状・構造及び原理等】

##### \*\* 1. 形状



##### \*\* 2. 構造

本品は、スティック付きのスポンジである。

##### \*\* 3. 原材料

スポンジ：ポリビニルアルコール（PVA）  
スティック：ポリプロピレン

#### \*\* 【使用目的又は効果】

薬液の塗布、又は液の除去に使用する。

#### \*\* 【使用方法等】

スティックを手で持ち、スポンジ部分で薬液の塗布、又は薬液の除去を行う。

#### 【使用上の注意】

（重要な基本的注意）

本品使用中に皮膚障害と思われる症状が現れた場合には、直ちに使用を中止し、適切な治療を行うこと。

#### \*\* 【保管方法及び有効期間等】

##### \*\* 1. 保管方法

- ・直射日光及び紫外線を避け、湿気の少ない場所で保管すること。
- ・水濡れに注意して保管すること。

##### \*\* 2. 有効期間

\*\* 製造日より3年間（自己認証による）

#### \*\* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 株式会社アグリス  
福岡県八女市鶴池 477-1  
TEL 0943-30-1177