

- \* 2017年 11月 改訂(第2版)(新記載要領に基づく改訂)  
2013年 12月 作成(第1版)

医療用品(4) 整形用品  
一般医療機器 医療用スポンジ 13695000

## セルスポエックス


### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

再使用禁止  
再滅菌禁止  
アルコール系液体の使用禁止

#### 【形状・構造及び原理等】

##### \* 1. 形状



##### \* 2. 構造

本品は、スティック付きのセルローススポンジである。

##### \* 3. 原材料

スポンジ：セルロース  
スティック：ポリプロピレン

#### \* 【使用目的又は効果】

薬液の塗布、又は液の除去に使用する。

#### \* 【使用方法等】

スティックを手で持ち、スポンジ部分で薬液の塗布、又は薬液の除去を行う。

#### 【使用上の注意】

(重要な基本的注意)

本品使用中に皮膚障害と思われる症状が現れた場合には、直ちに使用を中止し、適切な治療を行うこと。

#### \* 【保管方法及び有効期間等】

##### \* 1. 保管方法

- ・直射日光及び紫外線を避け、湿気の少ない場所で保管すること。
- ・水濡れに注意して保管すること。

##### \* 2. 有効期間

- \* 製造日より3年間(自己認証による)

#### \* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 株式会社アグリス  
福岡県八女市鶴池 477-1  
TEL 0943-30-1177