


Soft Fine Sheet

ソフトファインシート



肌にやさしい 網の目形状の ドレッシングテープ

- 1 かぶれにくい
アクリル系粘着剤
- 2 透湿性があり
蒸れにくい
- 3 網の目形状で
シワになりにくい

製品構造イメージ図

ウレタンネット


- ・網の目形状でよれにくい
- ・透湿性もあり、蒸れにくい

ウレタンフィルム

- ・フィルム厚：7μm

粘着剤

- ・肌にやさしいアクリル系



販売名	ソフトファインシート
医療機器 届出番号	43B2X10006000015
JANコード	4987879210029
用途	透析留置針の被覆保護・固定
サイズ	50 mm×50 mm
入数	200 枚 / 箱
出荷単位	1,200 枚 / 外箱 (6 箱入)

EOG 滅菌済

【製造販売元】

トイメディカル株式会社

熊本県熊本市西区
花園1丁目6番地35
TEL：096-288-5920

【販売元】

株式会社アグリス

メディカル統括管理部
東京都千代田区内神田1-6-6 MIFビル6F
TEL：03-3233-2077