



THINK NEXT
ひとにやさしい、新しい発想と創造を

製造販売元

株式会社アグリス

メディカル統括管理部
東京都千代田区内神田1-6-6 MIFビル6F
TEL:03-3233-2077 FAX:03-3233-2079

大阪営業所
大阪市中央区石町1-1-1 天満橋千代田ビル2号館4F
TEL:06-4791-2077 FAX:06-4791-2079

ホームページ <https://www.aglis.co.jp>

Safety
Easy
Economy
Plus α

アグリス 透析キットカタログ

一般名:単回使用クラスI処置キット(JMDNコード 33961001)
販売名:SEEバック-アルファ(医療機器届出番号 40B2X00022000005)
一般名:透析開始・終了セット(JMDNコード 32142000)
販売名:アグリス消毒処置キット(医療機器承認番号 23000BZX00263000)

ひとにやさしい、 新しい発想と創造を

アグリスの透析キットは患者様ごと、
1回の消毒処置ごとに使用する滅菌済みのディスポーザブルキットです。

私たちアグリスは透析医療の現場と向き合い、
医療従事者や患者の皆様の声を商品開発に取り入れてきました。

現在ではキット容器だけで12種類、
内容部材に関しては300種類以上を取り揃え、
部材のセット順や配置に至るまで施設様ごとの完全オーダーメイド。

ひとつひとつ、真心を込めて作っています。

透析キットの導入による業務改善

感染対策

消毒処置の
均一化

作業の
合理化

滅菌済
(エチレンオキシドガス滅菌)

在庫管理の
簡素化

洗浄・滅菌の
コスト削減



医療現場の 安全性と生産性の向上に



透析施設における標準的な透析操作と感染予防に関するガイドライン(六訂版)では、
透析治療の消毒処置において「滅菌処理をしたディスポーザブルキット(透析開始用・
透析終了用)を使用することが望ましい」と記載されています。

ISO13485 取得

国際規格 (ISO) に基づく
品質マネジメントシステム
を運用しております。



【本社】●透析開始・終了セットの設計・開発、製造及び販売／●単回使用クラスⅠ処置キット及び単回使用クラスⅡ処置キットの設計・開発、製造、滅菌及び販売／●医療用スポンジの設計・開発、製造(包装・表示・保管)、滅菌及び販売
【物流センター】●透析開始・終了セット、単回使用クラスⅠ処置キット、単回使用クラスⅡ処置キット及び医療用スポンジの保管
【筑後工場】●透析開始・終了セットの製造／●単回使用クラスⅠ処置キット及び単回使用クラスⅡ処置キットの製造及び滅菌／●医療用スポンジの製造(包装・表示・保管)及び滅菌

あなたのニーズに **キット** 応えるご提案を

Q 穿刺部の消毒には
どの消毒剤をご使用ですか？

1.0% 濃度
クロルヘキシジン
グルコン酸塩
(エタノール含有)

0.05% 濃度
クロルヘキシジン
グルコン酸塩
(エタノール含有)

ポビドンヨード

エタノール

Q 消毒はどの
タイミングで
実施されますか？

穿刺時のみ

**穿刺時及び
返血時**

Q 消毒剤はどのタイプを
ご使用ですか？

単包綿


ボトル品


イーパック
EPACK[®]
Ethical Pharmaceuticals
Antiseptic Care Kit



5 ページ

ES **キット mini**
Extra Support kit



9 ページ

ES **キット**
OnePass[®]




10 ページ

シーバック アルファ
SEEQ
Safety Easy Economy plus "α"



11 ページ

エコフィルケアキット
Ecophile Care Kit[®]




7 ページ


EPACK[®] は単回使用クラス I 処置キットと1.0w/v%濃度のクロルヘキシジングルコン酸塩液 (エタノール含有) を組み合わせた医療機器たるコンビネーション製品です。




トレーサイズ レギュラー




梱包サイズ 入数: 120 個/箱




トレーサイズ ミニ




梱包サイズ 入数: 120 個/箱



トレーサイズ ミニ深型



梱包サイズ 入数: 120 個/箱




※キット製品写真の詰め合わせ内容は参考例です。

アグリス 消毒剤

医療用医薬品

クロルヘキシジングルコン酸塩 AL 外用液 1.0%「アグリス」



ガイドラインに準拠した
1.0w/v% 濃度のクロル
ヘキシジンアルコール

『透析施設における標準的な透析操作と感染予防に関するガイドライン (六訂版)』では、バスキュラーアクセスの消毒に適した製剤の一つとして **1.0% のクロルヘキシジングルコン酸塩含有アルコール** の使用が推奨されています。

外用殺菌消毒剤


有効成分	1.0w/v% クロルヘキシジングルコン酸塩液
販売名	クロルヘキシジングルコン酸塩 AL 外用液 1.0%「アグリス」
承認番号	23000AMX00591000
内容量	3 mL
使用期限	3 年

※消毒剤単品の販売もございます。

エコフィルケアキット Ecophile Care Kit®

エコフィルケアキット®はソフトタイプのパッケージですので、在庫スペースの節約や廃棄物の削減が可能となります。

エタノール含浸綿 を貼付した消毒処置キット



ソフトトレーで
エコロジー

業務改善で
エコノミー




※エタノール含浸綿は併売品です。

製品外観


※キット製品写真の詰め合わせ内容は参考例です。




滅菌紙イメージ



トレーサイズ



梱包サイズ



※キットの内容部材によって異なります。

入数

エタノール含浸綿 有り： 120 個 / 箱
エタノール含浸綿 無し： 240 個 / 箱

製品概要

エタノール含浸綿貼付

エタノール含浸綿を 2 包まで貼付が可能ですので、消毒剤の準備を簡素化することができます。

廃棄物削減

ソフトタイプのトレーですので、ハードトレータイプと比較して廃棄物を削減することができます。

持ち運びやすい

ソフトタイプのパッケージなので、かさ張らずに持ち運びできます。

《併売品》 エタノール含浸綿

指定医薬部外品



販売名	サニコットEQ2	
成分 (100mL中)	日局 エタノール 日局 精製水	83mL 適量
内容量 (1包中)	薬液 1.38mL 脱脂綿 (4cm×4cm、2枚)	0.32g
効能・効果	手指・皮膚の洗浄・消毒	
用法・用量	使用時本品を開いて脱脂綿を取り、適用部位に塗布・清拭する。	
製造販売元	丸三産業株式会社 愛媛県大洲市徳森1349番地	


単包化された消毒剤をプラスした透析キットです。消毒剤を注ぐ手間などの準備作業の省力化、定量化された消毒剤の使用によるコスト削減が可能となります。また、使用直前に開封するため万能壺などでの消毒剤の繰り返し使用による感染リスクの低減にもつながります。

ESキット ミニ（ポーションタイプ）




滅菌紙イメージ


トレーサイズ ミニ




梱包サイズ 入数：120 個 / 箱



トレーサイズ ミニ深型



梱包サイズ 入数：120 個 / 箱



消毒剤を1個プラスしたシングルポーションタイプです。穿刺時のみ消毒処置（返血時消毒なし手技）をされるご施設様や、穿刺時消毒処置と返血時消毒処置でトレーを分けたいご施設様にオススメです。

※消毒剤はクロルヘキシジングルコン酸塩（エタノール含有）とポビドンヨードの2種類からお選びいただけます。（右ページ参照）

※ES キットは、単回使用クラスⅠ処置キットと外皮消毒剤の同一梱包併売品です。


※キット製品写真の詰め合わせ内容は参考例です。

ESキット ワンパス®




滅菌紙イメージ

トレーサイズ





梱包サイズ 入数：120 個 / 箱



消毒剤を2個プラスしたダブルポーションタイプです。穿刺時用部材と返血時用部材を1つのトレーにまとめて共通セット化することで、在庫スペースの削減や準備作業の省力化が可能です。セパレーター（下記参照）を使用することで透析中も返血時用部材を落下菌から保護することができます。

※消毒剤はクロルヘキシジングルコン酸塩（エタノール含有）とポビドンヨードの2種類からお選びいただけます。（下記参照）

外皮消毒剤



有効成分：0.05% クロルヘキシジングルコン酸塩液（エタノール含有）

販売名：ヘキシジン AL 液 D「アグリス」

承認番号：22600DZX00978000

内容量：3 mL

※消毒剤単品の販売もごさいます。

有効成分：10w/v% ポビドンヨード液

販売名：ポビドン液 D「アグリス」

承認番号：22600DZX00536000

内容量：3 mL・6 mL

※消毒剤単品の販売もごさいます。

セパレーター



サイズ：83×128 mm



穿刺時用部材と返血時用部材の間にセットすることで、透析中も返血時用部材を落下菌から保護します。

感染対策

準備の省力化

コスト削減

省スペース化


※開封後の滅菌性を担保するものではありません。

シーパック アルファ




スタンダードなトレータイプです。2つの薬液槽と独立した綿棒槽を備えているため、清潔な操作が可能です。


トレーサイズ レギュラー




梱包サイズ 入数: 240 個 / 箱



トレーサイズ レギュラー深型



梱包サイズ 入数: 180 個 / 箱




シーパック アルファ ミニ




コンパクトなトレータイプです。必要部材数が少量の場合に最適です。在庫スペースや廃棄物の削減が可能です。


トレーサイズ ミニ




梱包サイズ 入数: 240 個 / 箱



トレーサイズ ミニ深型



梱包サイズ 入数: 240 個 / 箱




シーパック アルファ スクエア




間仕切りのないシンプルなトレータイプです。セパレーター(10ページ参照)を使用することで、共通セットとしてもお使いいただけます。

トレーサイズ



梱包サイズ 入数: 120 個 / 箱




※キット製品写真の詰め合わせ内容は参考例です。

キット内容部材 一覧

掲載している部材は代表的なものです。詳しくは弊社営業へお問い合わせください。

防水シート

シート



※写真は 28×37


① 28×37
展開：280×370 mm
収納：70×92.5 mm

② 38×48
展開：380×480 mm
収納：60×95 mm

③ 50×60
展開：500×600 mm
収納：60×100 mm

材質：ポリエチレン / 紙


半透明シート



展開：350×500 mm
収納：62.5×87.5 mm

材質：ポリエチレンフィルム / 紙

ホワイトシート（厚手）



展開：300×485 mm
収納：60×75 mm

材質：ポリプロピレン / 紙

綿棒




① 綿棒（小）
綿径 8.0 mm
長さ 106 mm

② 綿棒（中）
綿径 10.5 mm
長さ 106 mm

③ 綿棒（大）
綿径 12.0 mm
長さ 106 mm

材質：紙軸 / コットン

綿球




① #14：直径 14 mm

② #20：直径 20 mm

③ #25：直径 25 mm

材質：コットン

ネオグリップピンセット




長さ：120 mm

材質：ポリプロピレン

ドレッシングテープ


ソフトファインシート



サイズ：50×50 mm

基材：ポリウレタン 粘着剤：アクリル系


スムーズフィルム



サイズ：45×55 mm

基材：ポリウレタン 粘着剤：アクリル系


レアガード。



サイズ：45×45 mm

基材：ポリウレタン 粘着剤：アクリル系

サージンリーブ



サイズ：50×70 mm

基材：ポリウレタン 粘着剤：アクリル系

テープ

優肌絆®。不織布



基 材：不織布
粘着剤：アクリル系

① 2列 25×50 mm

② 2列 25×75 mm

③ 2列 25×100 mm

④ 4列 12×75 mm

⑤ 4列 12×125 mm

粘着固定テープ




基 材：ポリエステル不織布
粘着剤：アクリル系

⑨ 1列 50×95 mm

⑩ 2列 25×95 mm

⑪ 4列 12×95 mm

不織布テープ



基 材：レーヨン不織布
粘着剤：アクリル系

⑫ 2列 25×85 mm

⑬ 4列 12.5×85 mm

サクラクテープ



基 材：レーヨン不織布
粘着剤：アクリル系

⑭ 2列 25×93 mm

⑮ 4列 12.5×93 mm

伸縮粘着テープ



基 材：ポリエステル不織布
粘着剤：アクリル系

⑯ 25×50 mm

⑰ 50×50 mm

優肌絆® について

優肌絆®の粘着剤は柔らかいゲルタイプで、従来のテープにはなかったものです。皮膚の凸凹にぴったりとなじんで皮膚によく密着するため、粘着力は従来のままに、しかも剥がす時に角質層を剥離・損傷しません。何度も同じ場所に使用する方、人工透析を受けている方、従来のテープでお困りの方にぜひお試しください。

(株)ニトムズ ホームページより引用


※優肌絆®は日東電工(株)の登録商標です。

Column !!

止血綿




- タブレット綿球**
- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| ① No.6 (シボ付)
直径 20 × 6 mm | ② No.10
直径 20 × 10 mm |
| ③ No.30
直径 30 × 8 mm | ④ スリック
直径 28 × 10 mm |
- 材質：コットン




- 止血パッド**
⑤ 10.5 × 17 × 25 mm
材質：ポリプロピレン / ポリエチレン複合樹脂
- ロールスポンジ**
⑥ **M** 11 × 15 × 23 mm
⑦ **L** 17 × 22 × 25 mm
材質：レーヨン / PET
- 止血綿 2号**
⑧ 直径 20 × 20 mm | 材質：コットン
- フィルターボールαハード**
⑨ 直径 15 × 25 mm | 材質：コットン

ガーゼ



- | | |
|-------------------|---------------|
| ① 5 × 7.5 × 12P | 展開：150×300 mm |
| ② 7.5 × 7.5 × 12P | 展開：225×300 mm |
| ③ 7.5 × 7.5 × 16P | 展開：300×300 mm |
- 材質：コットン


不織布ガーゼ



- ファイントリート**
- | | | | |
|---------------|---------------|---------------------|---------------|
| ① 5 × 5 × 4P | 展開：100×100 mm | ④ 7.5 × 7.5 × 4P | 展開：150×150 mm |
| ② 5 × 5 × 8P | 展開：100×200 mm | ⑤ 7.5 × 7.5 × 12P | 展開：225×300 mm |
| ③ 5 × 10 × 8P | 展開：200×200 mm | ⑥ 6.25 × 6.25 × 16P | 展開：250×250 mm |
- 材質：レーヨン / ポリエステル


保護ガーゼ

不織布詰めガーゼ



- 3 × 3
材質：不織布 / ポリエチレン

ベンリーゼ。



- 3 × 3 × 16P
材質：キュブラ不織布


Column !!

ガーゼの規格について

収納時のガーゼの規格寸法は
(横の長さ：cm) × (縦の長さ：cm)
という表記をしております。

5 × 7.5 × 12P
横 縦 重ね数

「P」はガーゼ等を折り重ねた枚数（英：ply）を意味しています。



絆創膏

セレクトバンフィット。



サイズ：直径 36 mm
パッド：直径 16 mm
基 材：ポリエチレン不織布
粘着剤：アクリル系


セレクトタフバン。



No.30
サイズ：直径 30 mm
パッド：直径 10 mm

No.36
サイズ：直径 36 mm
パッド：直径 16 mm
基 材：ナイロン不織布
粘着剤：アクリル系

プッシュテープ



S
サイズ：20 × 23 mm
パッド：8 × 8 mm


M
サイズ：27 × 30 mm
パッド：15 × 15 mm
基 材：不織布
粘着剤：アクリル系

ガードスティック




M 肌色・白
サイズ：20 × 72 mm
パッド：7 × 7 mm
基 材：不織布
粘着剤：アクリル系

ブラッドバン。



サイズ：27 × 29 mm
パッド：13 × 13 mm
基 材：アセテート布
粘着剤：アクリル系

プロテクトバン



サイズ：20 × 60 mm
パッド：20 × 20 mm
基 材：ポリエステル不織布
粘着剤：アクリル系

PPB



サイズ：34 × 50 mm
パッド：直径 13 mm
基 材：ポリエステル不織布
粘着剤：アクリル系

※ブラッドバン®は祐徳薬品工業㈱の登録商標です。

滅菌バッグ




綿棒：2本 / タレット綿球 No.6 (シボ付)：2個

写真は一例です。
詳しくは弊社営業へお問い合わせください。


留置カテーテル管理

カテバス。



収納：100×60 mm 展開：100×300 mm
材質：ポリエチレン 粘着剤：アクリル系

使用例 入浴時のカテーテル保護にご使用できます。




カテスポ



収納：75 × 95 mm 展開：75 × 270 mm
材質：レーヨン / ポリエステル

使用例 入浴後のカテーテル保護にご使用できます。



17ページの製品紹介もご参照ください。

※ベンリーゼ®は旭化成㈱の登録商標です。

入浴時の留置カテーテル管理に カテバス®キット

単回使用クラスⅠ処置キット

入浴時

入口より下の部分は、他の部分と同様に洗うことができます。入口部分は長時間にわたり水に浸けないようにご注意ください。

入浴後



ガーゼ（又はカテスポ）とテープを使い、各医療機関の指示に従ってカテーテルを保護してください。



規格：MF-1001

- ① トレー 1枚
- ② カテバス® 1枚
- ③ 紙軸綿棒（弱コート） 3本
- ④ オリガーゼ 7.5×7.5cm 16P 3枚
- ⑤ 優肌絆® 25×150mm 2列（2つ折） 3シート

入浴中の落下菌やゴミの付着を低減する目的で、間仕切紙が入っております。入浴後に取り除き、そのまま廃棄ください。

カテーテル保護用の
袋状ガーゼ『カテスポ』
入りのタイプもございます。



規格：MF-1002

- ① トレー 1枚
- ② カテバス® 1枚
- ③ 紙軸綿棒（弱コート） 3本
- ④ オリガーゼ 7.5×7.5cm 16P 3枚
- ⑤ カテスポ 1枚
- ⑥ 優肌絆® 25×150mm 2列（2つ折） 3シート

・カテバス®の粘着剤により、皮膚がかぶれることがあります。
ご使用になる前にパッチテストを行ってください。

優肌絆®は日東電工株式の登録商標です。

第3類医薬品 外用殺菌消毒薬 承認番号：30600APX00009000

PASstick^α

販売名：PASスティック^α



高い機能性を持った 消毒処置用塗布スティック付き
10%ポビドンヨード製剤



PVAスポンジを採用
消毒剤を素早く吸収し、広範囲に、均一に
塗布できる！



スピーディで
ソフトな消毒処置

PVA スポンジは吸液が速く、消毒剤を素早く吸収します。消毒剤をしぼり出して数秒で吸液するため、スピーディに使用することができます。



左記 QRコードから
使用方法の動画を
ご覧いただけます。



高い吸液力と
十分な放液量

PVA スポンジは吸液・放液の効率も良く、患部を広くムラなく均一に消毒することができます。



清潔性
リントフリー

PVA スポンジは綿棒・綿球と比べ脱落繊維がほとんどなく、消毒部位の清潔度維持に貢献します。

脱落繊維 イメージ写真



※塗布スティックは EOG 滅菌後、衛生的な環境下で包装を行っておりますが、最終製品での滅菌を保証するものではありません。